

Homtec

Generated by Doxygen 1.8.18

1 Class Index	1
1.1 Class List	1
2 File Index	3
2.1 File List	3
3 Class Documentation	5
3.1 CiclosEPROM Struct Reference	5
3.1.1 Detailed Description	5
3.2 COEFFS Struct Reference	5
3.2.1 Detailed Description	5
3.3 Configuration_t Struct Reference	6
3.3.1 Detailed Description	6
3.4 Mech Class Reference	6
3.4.1 Detailed Description	6
3.5 MechVentilation Class Reference	7
3.5.1 Detailed Description	8
3.5.2 Constructor & Destructor Documentation	8
3.5.2.1 MechVentilation()	8
3.5.3 Member Function Documentation	8
3.5.3.1 activateRecruitment()	8
3.5.3.2 evaluatePressure()	8
3.5.3.3 getAlarms()	9
3.5.3.4 getInsuflationTimeApp()	9
3.5.3.5 setAlarms()	9
3.5.3.6 setInsuflationTime()	9
3.5.3.7 start()	10
3.5.3.8 stopMech()	10
3.5.3.9 update()	10
3.6 MPX_PRESSURE_SENSOR Class Reference	10
3.6.1 Detailed Description	11
3.6.2 Constructor & Destructor Documentation	11
3.6.2.1 MPX_PRESSURE_SENSOR()	11
3.6.2.2 ~MPX_PRESSURE_SENSOR()	12
3.6.3 Member Function Documentation	12
3.6.3.1 autoajuste()	12
3.6.3.2 getOffsetValue()	13
3.6.3.3 MPX_CONVERT_cmH20()	13
3.6.3.4 MPX_CONVERT_PRESSURE()	13
3.6.3.5 MPX_READ_PRESSURE()	14
3.6.3.6 MPX_SET_ADC()	14
3.6.3.7 setOffsetValue()	15
3.7 Sensores Class Reference	15

3.7.1 Detailed Description	15
3.8 SensorLastPressure_t Struct Reference	15
3.8.1 Detailed Description	16
3.9 SensorPressureValues_t Struct Reference	16
3.10 Sensors Class Reference	16
3.10.1 Detailed Description	17
3.10.2 Constructor & Destructor Documentation	17
3.10.2.1 Sensors()	17
3.10.3 Member Function Documentation	18
3.10.3.1 begin()	18
3.10.3.2 getAbsolutePressureInCmH2O()	18
3.10.3.3 getAbsolutePressureInPascals()	18
3.10.3.4 getFlow()	19
3.10.3.5 getLastPressure()	19
3.10.3.6 getRelativePressureInCmH2O()	19
3.10.3.7 getVolume()	21
3.10.3.8 getVolumeActual()	21
3.10.3.9 readPressure()	22
3.10.3.10 readVolume()	22
3.10.3.11 rebootVolumeSensor()	22
3.10.3.12 resetPressures()	23
3.10.3.13 rutinaDeAutoajuste()	23
3.10.3.14 saveVolume()	23
3.10.3.15 stalledVolumeSensor()	24
3.11 SensorVolumeValue_t Struct Reference	24
3.11.1 Detailed Description	24
3.12 VentilationOptions_t Struct Reference	25
4 File Documentation	27
4.1 calc.cpp File Reference	27
4.1.1 Detailed Description	27
4.1.2 Function Documentation	27
4.1.2.1 estimateTidalVolume()	27
4.1.2.2 QuickSelectMedian()	28
4.1.2.3 refreshWatchDogTimer()	28
4.2 calc.h File Reference	28
4.2.1 Detailed Description	29
4.2.2 Function Documentation	29
4.2.2.1 estimateTidalVolume()	29
4.2.2.2 QuickSelectMedian()	29
4.2.2.3 refreshWatchDogTimer()	30
4.3 defaults.h File Reference	30

4.3.1 Detailed Description	33
4.3.2 Macro Definition Documentation	33
4.3.2.1 Alarm_breathe_DIS	33
4.3.2.2 Alarm_desconected_DIS	34
4.3.2.3 Alarm_No_Flux_DIS	34
4.3.2.4 Alarm_No_Flux_EN	34
4.3.2.5 Alarm_Overpressure_DIS	34
4.3.2.6 DEFAULT_BYARRAY_VOLTILDAL	34
4.3.2.7 DEFAULT_PA_TO_CM_H2O	34
4.3.2.8 DEFAULT_TINS	35
4.3.2.9 No_Alarm	35
4.3.2.10 PIN_MPX_DATA	35
4.3.2.11 PIN_MPX_FLOW	35
4.3.2.12 SOLENOID_CLOSED	35
4.3.2.13 STEPPER_HIGHEST_POSITION	35
4.3.2.14 STEPPER_LOWEST_POSITION	36
4.3.2.15 STEPPER_MICROSTEPS	36
4.3.2.16 STEPPER_PEEP_SOLENOID_HYSTERESIS	36
4.4 MechVentilation.cpp File Reference	36
4.4.1 Detailed Description	36
4.5 MechVentilation.h File Reference	37
4.5.1 Detailed Description	37
4.5.2 Enumeration Type Documentation	37
4.5.2.1 State	38
4.5.3 Variable Documentation	38
4.5.3.1 HOLD_IN_DURATION	38
4.5.3.2 VoluTidal	38
4.6 mpx.cpp File Reference	38
4.6.1 Detailed Description	39
4.7 mpx.h File Reference	39
4.7.1 Detailed Description	39
4.8 respi_Esp_Mit.ino File Reference	39
4.8.1 Detailed Description	40
4.8.2 Function Documentation	41
4.8.2.1 loop()	41
4.8.2.2 readIncomingMsg()	41
4.8.2.3 setup()	41
4.8.3 Variable Documentation	42
4.8.3.1 pim	42
4.8.3.2 stepper	42
4.9 Sensors.cpp File Reference	42
4.9.1 Detailed Description	43

4.10 Sensors.h File Reference	43
4.10.1 Detailed Description	43
Index	45

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

CiclosEPROM	Esta estructura conserva los ciclos que lleva funcionando el respirador y la cantidad de escrituras en EPROM realizadas	5
COEFFS	Estructura con coeficientes para la calibración de la bolsa ambu de adulto	5
Configuration_t	Estructura de configuración	6
Mech	Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica . .	6
MechVentilation	Clase "mech Ventilation". Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica	7
MPX_PRESSURE_SENSOR	Clase que almacena valores del sensor de presión	10
Sensores	Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen	15
SensorLastPressure_t	Estructura que almacena las últimas lecturas del sensor de presión (mínima y máxima)	15
SensorPressureValues_t	16
Sensors	Clase "Sensores". Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen	16
SensorVolumeValue_t	Estructura que contiene información sobre el sensor de volumen	24
VentilationOptions_t	25

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

calc.cpp	27
calc.h	28
defaults.h	30
MechVentilation.cpp	36
MechVentilation.h	37
mpx.cpp	38
mpx.h	39
respi_Esp_Mit.ino	39
Sensors.cpp	42
Sensors.h	43

Chapter 3

Class Documentation

3.1 CiclosEPROM Struct Reference

esta estructura conserva los ciclos que lleva funcionando el respirador y la cantidad de escrituras en EPROM realizadas.

```
#include <defaults.h>
```

Public Attributes

- unsigned long **ciclos**
- unsigned int **escriturasEPROM**

3.1.1 Detailed Description

esta estructura conserva los ciclos que lleva funcionando el respirador y la cantidad de escrituras en EPROM realizadas.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [defaults.h](#)

3.2 COEFFS Struct Reference

Estructura con coeficientes para la calibración de la bolsa ambu de adulto.

```
#include <defaults.h>
```

3.2.1 Detailed Description

Estructura con coeficientes para la calibración de la bolsa ambu de adulto.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [defaults.h](#)

3.3 Configuration_t Struct Reference

Estructura de configuración.

```
#include <MechVentilation.h>
```

Public Attributes

- float **pip**
- unsigned short **timeoutIns**

3.3.1 Detailed Description

Estructura de configuración.

Parameters

<i>pip</i>	Peak Inspiratory Pressure timeoutIns: Tiempo total de inspiración
<i>pip</i>	

Peak Inspiratory Pressure

Parameters

<i>timeoutIns</i>	Tiempo total de inspiración
-------------------	-----------------------------

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [MechVentilation.h](#)

3.4 Mech Class Reference

Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica.

3.4.1 Detailed Description

Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [MechVentilation.h](#)

3.5 MechVentilation Class Reference

Clase "mech Ventilation". Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica.

```
#include <MechVentilation.h>
```

Public Member Functions

- [MechVentilation](#) (FlexyStepper *stepper, Sensors *sensors, AutoPID *pid, VentilationOptions_t options)

Construct a new [Mech](#) Ventilation object.

- boolean **getStartWasTriggeredByPatient** ()
- void **setVentilationCyle_WaitTime** (float speedExsufflation)
- void **start** (void)
- void **stopMech** (void)
- uint8_t **getRunning** (void)
- void **evaluatePressure** (void)
- void **evaluate220V** (void)
- void **update** (void)
- void **activateRecruitment** (void)
- void **deactivateRecruitment** (void)
- int **getAlarms** (void)
- bool **getSensorErrorDetected** ()
- uint8_t **getRPM** (void)
- short **getExsufflationTime** (void)
- short **getInsufflationTime** (void)
- short **getPeakInspiratoryPressure** (void)
- short **getPeakEspiratoryPressure** (void)
- short **getVolTidalPorcen** (void)
- short **getVolTidalByArray** (void)
- short **getIler** (void)
- short **getTh** (void)
- uint8_t **getPause** (void)
- uint8_t **getFrReal** (void)
- [State](#) **getState** (void)
- void **setAlarms** (int alarm_value)
- void **resetAlarms** (int alarm_value)
- void **setInsufflationTime** (uint8_t value)

Función de seteo de la variable _tHoldIn.

- float **getInsufflationTimeApp** (void)
- Función que permite ver el valor de la variable _timeoutIns para sensor de presion MPX.*
- void **setRPM** (uint8_t rpm)
 - void **setPeakInspiratoryPressure** (uint8_t pip)
 - void **setPeakEspiratoryPressure** (uint8_t [peep](#))
 - void **setPause** (uint8_t [pause](#))
 - void **setVolTidalInStep** (uint8_t [vt](#))
 - void **setVolTidalByArray** (uint8_t [vt](#))
 - void **setIler** (uint8_t [ier](#))
 - void **setTh** (uint8_t [th](#))
 - void **goToPositionByDur** (FlexyStepper *stepper, int goal_pos, int cur_pos, int dur)
 - void **setState** ([State](#) state)
 - uint8_t **GetPlateau** (void)
 - unsigned long **GetCiclos** (void)
 - void **ResetCiclos** (void)

3.5.1 Detailed Description

Clase "mech Ventilation". Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica.

3.5.2 Constructor & Destructor Documentation

3.5.2.1 MechVentilation()

```
MechVentilation::MechVentilation (
    FlexyStepper * stepper,
    Sensors * sensors,
    AutoPID * pid,
    VentilationOptions_t options )
```

Construct a new [Mech](#) Ventilation object.

Parameters

<i>stepper</i>	
<i>sensors</i>	
<i>pid</i>	
<i>options</i>	

3.5.3 Member Function Documentation

3.5.3.1 activateRecruitment()

```
void MechVentilation::activateRecruitment (
    void )
```

Recruitment

3.5.3.2 evaluatePressure()

```
void MechVentilation::evaluatePressure (
    void )
```

Alarms

3.5.3.3 getAlarms()

```
int MechVentilation::getAlarms (
    void )
```

getters

3.5.3.4 getInsuflationTimeApp()

```
float MechVentilation::getInsuflationTimeApp (
    void )
```

Función que permite ver el valor de la variable `_timeoutIns` para sensor de presion MPX.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

valor de la variable `_timeoutIns`

permite leer el valor de la variable `_timeoutIns`

3.5.3.5 setAlarms()

```
void MechVentilation::setAlarms (
    int alarm_value )
```

setters

3.5.3.6 setInsuflationTime()

```
void MechVentilation::setInsuflationTime (
    uint8_t value )
```

Función de seteo de la variable `_tHoldIn`.

Parameters

<i>value</i>	valor a setear
--------------	----------------

Returns

ninguno

permite cambiar el valor de la variable `_tHoldIn` y recalcular los demas valores de tiempos

3.5.3.7 start()

```
void MechVentilation::start (
    void )
```

Start mechanical ventilation.

3.5.3.8 stopMech()

```
void MechVentilation::stopMech (
    void )
```

Stop mechanical ventilation.

3.5.3.9 update()

```
void MechVentilation::update (
    void )
```

Update mechanical ventilation.

If any control variable were to change, new value would be applied at the beginning of the next ventilation cycle.

Note

This method must be called on a timer loop.

It's called from timer1Isr Alarma????? <-----

The documentation for this class was generated from the following files:

- [MechVentilation.h](#)
- [MechVentilation.cpp](#)

3.6 MPX_PRESSURE_SENSOR Class Reference

Clase que almacena valores del sensor de presión.

```
#include <mpx.h>
```


Public Member Functions

- float [autoajuste](#) (float offset)
Función de autoajuste para sensor de presion MPX.
- void [setOffsetValue](#) (float value)
Función de seteo de la variable offset para sensor de presion MPX.
- float [getOffsetValue](#) (void)
Función que permite ver el valor de la variable offset para sensor de presion MPX.
- [MPX_PRESSURE_SENSOR](#) (uint8_t pin)
Constructor del objeto sensor de presion MPX.
- void [MPX_SET_ADC](#) (void)
Configura la tensión de referencia del ADC basado en el sensor definido por ENABLED_SENSOR_MPX5050.
- float [MPX_READ_PRESSURE](#) (void)
Realiza la lectura de presión analógica.
- float [MPX_CONVERT_PRESSURE](#) (float Vfinal)
Realiza conversion a KPa desde la tension leida previamente.
- float [MPX_CONVERT_cmH2O](#) (float pressureKPA)
Realiza conversion del valor de presión en KPa a cmH2O.
- [~MPX_PRESSURE_SENSOR](#) ()
Realiza una estimación del flujo basándose en mediciones de presión.

3.6.1 Detailed Description

Clase que almacena valores del sensosr de presión.

3.6.2 Constructor & Destructor Documentation

3.6.2.1 MPX_PRESSURE_SENSOR()

```
MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_PRESSURE_SENSOR (
    uint8_t pin )
```

Constructor del objeto sensor de presion MPX.

[MPX_PRESSURE_SENSOR\(uint8_t pin\)](#)

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.6.2.2 ~MPX_PRESSURE_SENSOR()

```
MPX_PRESSURE_SENSOR::~MPX_PRESSURE_SENSOR ( ) [inline]
```

Realiza una estimación del flujo basándose en mediciones de presión.

```
float MPX_CONVERT_flujo();
```

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

Valor de flujo estimado

Solo funciona si está habilitada la variable ENABLED_SENSOR_VOLUME_byPRESSURE [~MPX_PRESSURE_SENSOR\(\)](#)

Destructor

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

3.6.3 Member Function Documentation

3.6.3.1 autoajuste()

```
float MPX_PRESSURE_SENSOR::autoajuste (
    float offset )
```

Función de autoajuste para sensor de presion MPX.

```
float autoajuste (float offset)
```

Parameters

<i>offset</i>	valor de offset con el cual se compara
---------------	--

Returns

nuevo valor de offset ajustado

toma 10 medidas, realiza un promedio y compara el valor con el offset ingresado. En base a esa comparación realiza un ajuste del valor del offset para el sensor de presión.

3.6.3.2 getOffsetValue()

```
float MPX_PRESSURE_SENSOR::getOffsetValue (
    void )
```

Función que permite ver el valor de la variable offset para sensor de presión MPX.

float [getOffsetValue\(void\)](#)

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

valor de la variable de offset

3.6.3.3 MPX_CONVERT_cmH2O()

```
float MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_CONVERT_cmH2O (
    float pressureKPA )
```

Realiza conversión del valor de presión en KPa a cmH2O.

[MPX_CONVERT_cmH2O\(float pressureKPA\)](#)

Parameters

<i>Valor</i>	de presión en KPa
--------------	-------------------

Returns

Valor en float que representa la presión en cmH2O

3.6.3.4 MPX_CONVERT_PRESSURE()

```
float MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_CONVERT_PRESSURE (
    float Vfinal )
```

Realiza conversión a KPa desde la tensión leída previamente.

float [MPX_CONVERT_PRESSURE\(float Vfinal\)](#)

Parameters

<i>Tensión</i>	devuelta por MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_READ_PRESSURE
----------------	---

Returns

Valor que representa la presión leída en KPa

Dependiendo de la definición de ENABLED_SENSOR_MPX5050 mapea en los valores correcto. MPX 5010 $V_{out} = VS \times (0.09 \times P + 0.04) = 0.45 \times P + 0.2$ $P = (V_{out} - 0.2) / 0.45 = V_{final} / 0.45$ MPX 5050 $V_{out} = VS (P \times 0.018 + 0.04)$ $P = V_{final} / 0.09$

3.6.3.5 MPX_READ_PRESSURE()

```
float MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_READ_PRESSURE (
    void )
```

Realiza la lectura de presión analógica.

float [MPX_READ_PRESSURE\(void\)](#)

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

Valor que representa el voltaje de la presión sin offset

Dependiendo de la definición de ENABLED_SENSOR_MPX5050 mapea la lectura del pin PIN_MPX_DATA en los valores correcto

3.6.3.6 MPX_SET_ADC()

```
void MPX_PRESSURE_SENSOR::MPX_SET_ADC (
    void )
```

Configura la tensión de referencia del ADC basado en el sensor definido por ENABLED_SENSOR_MPX5050.

void [MPX_SET_ADC\(void\)](#)

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

Si ENABLED_SENSOR_MPX5050 = 1 la tensión de referencia es 1.1V, caso contrario la tensión será 2.56V

3.6.3.7 setOffsetValue()

```
void MPX_PRESSURE_SENSOR::setOffsetValue (
    float value )
```

Función de seteo de la variable offset para sensor de presión MPX.

void [setOffsetValue\(float value\)](#)

Parameters

<i>value</i>	valor a setear
--------------	----------------

Returns

ninguno

The documentation for this class was generated from the following files:

- [mpx.h](#)
- [mpx.cpp](#)

3.7 Sensores Class Reference

Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen.

```
#include <Sensors.h>
```

3.7.1 Detailed Description

Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [Sensors.h](#)

3.8 SensorLastPressure_t Struct Reference

Estructura que almacena las últimas lecturas del sensor de presión (mínima y máxima)

```
#include <Sensors.h>
```

Public Attributes

- `uint8_t minPressure`
- `uint8_t maxPressure`

3.8.1 Detailed Description

Estructura que almacena las últimas lecturas del sensor de presión (mínima y máxima)

Estructura que contiene información sobre el sensor de de presión.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [Sensors.h](#)

3.9 SensorPressureValues_t Struct Reference

Public Attributes

- [SensorState](#) **state**
- float **pressure1**
- float **pressure2**

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [Sensors.h](#)

3.10 Sensors Class Reference

Clase "Sensores". Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen.

```
#include <Sensors.h>
```

Public Member Functions

- [Sensors](#) ()
Funcion que comienza el proceso de inicialización de la clase sensores.
- unsigned int [begin](#) (void)
Función Dummy.
- float [readPressure](#) (void)
Funcion que lee el sensor de presión MPX 50XX.
- void [rutinaDeAutoajuste](#) (void)
Función para la autocalibración del sensor de presión. Permite calibrar el valor de offset al iniciar el sistema.
- [SensorLastPressure_t](#) [getLastPressure](#) (void)
Función que permite obtener la última presión leída.
- [SensorPressureValues_t](#) [getAbsolutePressureInPascals](#) (void)
Función que permite obtener el valor absoluto de presión en Pascales.
- [SensorPressureValues_t](#) [getAbsolutePressureInCmH2O](#) (void)
Función que permite obtener el valor absoluto de presión en CmH2O.
- [SensorPressureValues_t](#) [getRelativePressureInCmH2O](#) (void)
Función que permite obtener el valor relativo de presión en CmH2O.

- void [resetPressures](#) (void)
Función que permite resetear los valores de presión de la estructura [SensorLastPressure_t](#).
- void [rebootVolumeSensor](#) (void)
Función que reestablece el valor del integrador para el sensor de volumen.
- void [readVolume](#) (FlexyStepper *[stepper](#))
Función que lee volumen y lo guarda en la estructura correspondiente.
- void [resetVolumeIntegrator](#) (void)
- float [getFlow](#) (void)
Función que permite obtener una medida de flujo.
- float [getVolumeActual](#) (void)
Función que permite obtener el valor de volumen almacenado en la estructura [Sensors](#).
- [SensorVolumeValue_t](#) [getVolume](#) (void)
Función que accede a los datos almacenados en la estructura [SensorVolumeValue_t](#).
- void [saveVolume](#) (void)
Función que guarda el volumen leído como última medida tomada en la estructura correspondiente.
- bool [stalledVolumeSensor](#) ()
Función obsoleta. No usar, no borrar.

3.10.1 Detailed Description

Clase "Sensores". Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen.

Función Dummy

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

0

3.10.2 Constructor & Destructor Documentation

3.10.2.1 Sensors()

```
Sensors::Sensors ( )
```

Funcion que comienza el proceso de inicialización de la clase sensores.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3 Member Function Documentation

3.10.3.1 begin()

```
unsigned int Sensors::begin (
    void )
```

Función Dummy.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

0

3.10.3.2 getAbsolutePressureInCmH2O()

```
SensorPressureValues_t Sensors::getAbsolutePressureInCmH2O (
    void )
```

Función que permite obtener el valor absoluto de presión en CmH2O.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

SensorValues_t - values: Valor de presión obtenido convertido a CmH2O

3.10.3.3 getAbsolutePressureInPascals()

```
SensorPressureValues_t Sensors::getAbsolutePressureInPascals (
    void )
```

Función que permite obtener el valor absoluto de presión en Pascales.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

SensorValues_t - values: Valor de presión obtenido convertido a Pascales

3.10.3.4 getFlow()

```
float Sensors::getFlow (
    void )
```

Función que permite obtener una medida de flujo.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

float flow: valor de flujo obtenido

3.10.3.5 getLastPressure()

```
SensorLastPressure_t Sensors::getLastPressure (
    void )
```

Función que permite obtener la última presión leída.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

[SensorLastPressure_t](#) - lastPres: Último valor de presión registrado

3.10.3.6 getRelativePressureInCmH2O()

```
SensorPressureValues_t Sensors::getRelativePressureInCmH2O (
    void )
```

Función que permite obtener el valor relativo de presión en CmH20.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

SensorValues_t - values: Valor de presión obtenido convertido a CmH20

3.10.3.7 getVolume()

```
SensorVolumeValue_t Sensors::getVolume (
    void )
```

Función que accede a los datos almacenados en la estructura [SensorVolumeValue_t](#).

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

_volumeState
_lastVolume

3.10.3.8 getVolumeActual()

```
float Sensors::getVolumeActual (
    void )
```

Función que permite obtener el valor de volumen almacenado en la estructura [Sensors](#).

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

float _volume_ml

3.10.3.9 readPressure()

```
float Sensors::readPressure (
    void )
```

Funcion que lee el sensor de presión MPX 50XX.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.10 readVolume()

```
void Sensors::readVolume (
    FlexyStepper * stepper )
```

Función que lee volumen y lo guarda en la estructura correspondiente.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.11 rebootVolumeSensor()

```
void Sensors::rebootVolumeSensor (
    void )
```

Funcion que reestablece el valor del integrador para el sensor de volumen.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.12 resetPressures()

```
void Sensors::resetPressures (
    void )
```

Función que permite resetear los valores de presión de la estructura [SensorLastPressure_t](#).

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.13 rutinaDeAutoajuste()

```
void Sensors::rutinaDeAutoajuste (
    void )
```

Función para la autocalibración del sensor de presión. Permite calibrar el valor de offset al iniciar el sistema.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.14 saveVolume()

```
void Sensors::saveVolume (
    void )
```

Función que guarda el volumen leído como última medida tomada en la estructura correspondiente.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

ninguno

3.10.3.15 stalledVolumeSensor()

```
bool Sensors::stalledVolumeSensor ( )
```

Función obsoleta. No usar, no borrar.

Parameters

<i>ninguno</i>	
----------------	--

Returns

Bool

The documentation for this class was generated from the following files:

- [Sensors.h](#)
- [Sensors.cpp](#)

3.11 SensorVolumeValue_t Struct Reference

Estructura que contiene información sobre el sensor de volumen.

```
#include <Sensors.h>
```

Public Attributes

- [SensorState](#) **state**
- short **volume**

3.11.1 Detailed Description

Estructura que contiene información sobre el sensor de volumen.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [Sensors.h](#)

3.12 VentilationOptions_t Struct Reference

Public Attributes

- short **height**
- bool **sex**
- short **respiratoryRate**
- short **peakInspiratoryPressure**
- short **peakEspiratoryPressure**
- float **triggerThreshold**
- bool **hasTrigger**

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [defaults.h](#)

Chapter 4

File Documentation

4.1 calc.cpp File Reference

```
#include "calc.h"
```

Macros

- `#define ELEM_SWAP(a, b) { unsigned int t=(a);(a)=(b);(b)=t; }`

Functions

- `int estimateTidalVolume (int estatura, int sexo)`
estima el volumen tidal en función de estatura y sexo, en ml.
- `unsigned int QuickSelectMedian (unsigned int arr[], uint8_t n)`
filtro de media movil.
- `void refreshWatchDogTimer ()`
Refresca el WDT (Watch Dog Timer)

4.1.1 Detailed Description

Funciones de cálculo necesarias

Este archivo contiene las definiciones de las funciones de cálculo necesarias

4.1.2 Function Documentation

4.1.2.1 estimateTidalVolume()

```
int estimateTidalVolume (  
    int estatura,  
    int sexo )
```

estima el volumen tidal en función de estatura y sexo, en ml.

Parameters

<i>estatura</i>	en cm, del paciente
<i>sexo</i>	0: varón, 1: mujer, sexo del paciente

Returns

*volumenTidal volumen tidal estimado, en mililitros

4.1.2.2 QuickSelectMedian()

```
int QuickSelectMedian (
    unsigned int arr[],
    uint8_t n )
```

filtro de media movil.

Parameters

<i>estatura</i>	en cm, del paciente
<i>sexo</i>	0: varón, 1: mujer, sexo del paciente

Returns

señal filtrada.

4.1.2.3 refreshWatchDogTimer()

```
void refreshWatchDogTimer ( )
```

Refresca el WDT (Watch Dog Timer)

Parameters

<i>ninguno</i>	\returnm ninguno
----------------	------------------

4.2 calc.h File Reference

```
#include "defaults.h"
#include "Arduino.h"
#include <avr/wdt.h>
```

Functions

- int [estimateTidalVolume](#) (int estatura, int sexo)
estima el volumen tidal en función de estatura y sexo, en ml.
- unsigned int [QuickSelectMedian](#) (unsigned int arr[], uint8_t n)
filtro de media movil.
- void [refreshWatchDogTimer](#) ()
Refresca el WDT (Watch Dog Timer)

4.2.1 Detailed Description

Funciones de cálculo necesarias

Este archivo contiene las declaraciones de las funciones de cálculo necesarias.

4.2.2 Function Documentation

4.2.2.1 estimateTidalVolume()

```
int estimateTidalVolume (  
    int estatura,  
    int sexo )
```

estima el volumen tidal en función de estatura y sexo, en ml.

Parameters

<i>estatura</i>	en cm, del paciente
<i>sexo</i>	0: varón, 1: mujer, sexo del paciente

Returns

*volumenTidal volumen tidal estimado, en mililitros

4.2.2.2 QuickSelectMedian()

```
unsigned int QuickSelectMedian (  
    unsigned int arr[],  
    uint8_t n )
```

filtro de media movil.

Parameters

<i>estatura</i>	en cm, del paciente
<i>sexo</i>	0: varón, 1: mujer, sexo del paciente

Returns

señal filtrada.

4.2.2.3 refreshWatchDogTimer()

```
void refreshWatchDogTimer ( )
```

Refresca el WDT (Watch Dog Timer)

Parameters

<i>ninguno</i>	\return ninguno
----------------	-----------------

4.3 defaults.h File Reference**Classes**

- struct [CiclosEPROM](#)
esta estructura conserva los ciclos que lleva funcionando el respirador y la cantidad de escrituras en EPROM realizadas.
- struct [VentilationOptions_t](#)

Macros

- `#define DEBUG_UPDATE 0`
- `#define DEBUG_PLOT 0`
- `#define TIME_BASE 20`
- `#define TIME_SENSOR 100`
- `#define TIME_EPROM 6000`
- `#define TIME_SEND_CONFIGURATION 2000`
- `#define ENABLED_SENSOR_VOLUME 1`
- `#define ENABLED_SENSOR_VOLUME_SFM3300 0`
- `#define ENABLED_SENSOR_VOLUME_STEPPER 1`
- `#define ENABLED_SENSOR_VOLUME_byPRESSURE 0`
- `#define AMBU_MAX_ML 470.0F`
Volumen máximo en ml de la bolsa ambu para dultos.
- `#define STEPPER_MICROSTEPS 4`
Micropasos del motor paso a paso.
- `#define STEPPER_STEPS_PER_REVOLUTION 200`

- Cantidad de pasos por revolución del motor paso a paso.*

 - `#define STEPPER_MICROSTEPS_PER_REVOLUTION (STEPPER_STEPS_PER_REVOLUTION * STEPPER_MICROSTEPS)`

*Cantidad de micropasos por revolución del motor. Se calcula como $STEPPER_MICROSTEPS_PER_REVOLUTION = STEPPER_STEPS_PER_REVOLUTION * STEPPER_MICROSTEPS$.*
- `#define STEPPER_DIR -1`
- dirección de movimiento del motor paso a paso.*

 - `#define STEPPER_HOMING_DIRECTION (1)`

dirección de movimiento del motor paso a paso durante la rutina de posicionamiento inicial.
- `#define STEPPER_HOMING_SPEED (STEPPER_MICROSTEPS * 300)`
- velocidad de movimiento del motor paso a paso durante la rutina de posicionamiento inicial.*

 - `#define STEPPER_LOWEST_POSITION (STEPPER_DIR * 2)`

mínima posición en pasos que puede alcanzar el eje motor. Físicamente se traduce en la bolsa ambu sin presionar
- `#define STEPPER_HIGHEST_POSITION (STEPPER_DIR * STEPPER_MICROSTEPS * 181)`
- máxima posición en pasos que puede alcanzar el eje motor. Físicamente se traduce en la bolsa ambu totalmente presionada.*

 - `#define STEPPER_SPEED_DEFAULT 2000`

velocidad por defecto del movimiento del motor paso a paso.
- `#define STEPPER_SPEED_MAX 4000`
- Máxima velocidad del movimiento del motor paso a paso. Limite superior.*

 - `#define STEPPER_ACC_MAX 9300`

Máxima aceleración del movimiento del motor paso a paso. Limite superior.
- `#define STEPPER_SPEED_MAX_STOP 1900`
- Máxima velocidad del movimiento del motor paso a paso cuando se lo quiere parar.*

 - `#define STEPPER_ACC_MAX_STOP 9300`

Máxima aceleración del movimiento del motor paso a paso cuando se lo quiere parar.
- `#define STEPPER_ACC_EXSUFFLATION (STEPPER_MICROSTEPS * 600)`
- Aceleración del movimiento del motor paso a paso durante la exuflación.*

 - `#define STEPPER_ACC_INSUFFLATION (STEPPER_MICROSTEPS * 450)`

Aceleración del movimiento del motor paso a paso durante la insuflación.
- `#define DEFAULT_HEIGHT 170`
- Altura del paciente por defecto.*

 - `#define DEFAULT_SEX 0`

Sexo del paciente por defecto, siendo 0=varón, 1=mujer.
- `#define DEFAULT_ML_PER_KG_IDEAL_WEIGHT 7`
- Cantidad de mililitros de aire por Kg, se considera el peso ideal.*

 - `#define DEFAULT_MAX_TIDAL_VOLUME 186`

Volumen tidal máximo por defecto.
- `#define DEFAULT_MIN_TIDAL_VOLUME 0`
- Volumen tidal mínimo por defecto.*

 - `#define DEFAULT_DIFF_TIDAL_VOLUME 193`

Variable que define la excursión máxima que puede tener el motor entre el máximo y el mínimo volumen tidal insuflado.
- `#define DEFAULT_TRIGGER_THRESHOLD 0`
- Umbral de disparo por defecto. Se utiliza para detectar la intención de respiración por parte del paciente.*

 - `#define DEFAULT_RPM 10`

Revoluciones por minuto por defecto del motor.
- `#define DEFAULT_MAX_RPM 30`
- Valor máximo de RPM del motor.*

 - `#define DEFAULT_MIN_RPM 10`

Valor mínimo de RPM del motor.

- #define **DEFAULT_INSPIRATORY_FRACTION** 0.5F
Valor por defecto del I/E ratio.
- #define **DEFAULT_PEAK_INSPIRATORY_PRESSURE** 35
- #define **DEFAULT_PEAK_INSPIRATORY_PRESSURE_MIN** 5
Valor mínimo de presión inspiratoria por defecto.
- #define **DEFAULT_PEAK_INSPIRATORY_PRESSURE_MAX** 39
Valor máximo de presión inspiratoria por defecto.
- #define **DEFAULT_PEAK_ESPIRATORY_PRESSURE** 10
Valor deseado de presión espiratoria por defecto.
- #define **DEFAULT_PEAK_ESPIRATORY_PRESSURE_MIN** 5
Valor mínimo de presión espiratoria por defecto.
- #define **DEFAULT_PEAK_ESPIRATORY_PRESSURE_MAX** 20
Valor máximo de presión espiratoria por defecto.
- #define **STEPPER_PEEP_SOLENOID_HYSTERESIS** 0.8F
Valor de presión espiratoria por defecto en cmH2O para implementar un ciclo de histéresis con los solenoides.
- #define **DEFAULT_PORC_VOLTILDAL** 70
Porcentaje de volumen tidal insuflado por defecto.
- #define **DEFAULT_BYARRAY_VOLTILDAL** 4
índice del arreglo volumen tidal
- #define **DEFAULT_PAUSE** 1
- #define **DEFAULT_TINS** 200
Tiempo de insuflación por defecto.
- #define **DEFAULT_PA_TO_CM_H2O** 0.0102F
Constante de conversión de pascales a cmH2O.
- #define **DEFAULT_RECRUITMENT_TIMEOUT** 20000
Tiempo de reclutamiento en ms por defecto.
- #define **DEFAULT_RECRUITMENT_PIP** 20
- #define **VALVE_MAX_PRESSURE** 41
- #define **PID_MIN** **STEPPER_LOWEST_POSITION**
- #define **PID_MAX** **STEPPER_HIGHEST_POSITION**
- #define **PID_KP** 40
- #define **PID_KI** 0
- #define **PID_KD** 0
- #define **PID_TS** **TIME_BASE**
- #define **PID_BANGBANG** 8
- #define **SOLENOID_CLOSED** 0
- #define **SOLENOID_OPEN** 1
- #define **PIN_STEPPER_STEP** 26
- #define **PIN_STEPPER_DIRECTION** 28
- #define **PIN_STEPPER_EN** 24
- #define **PIN_BUZZ** 11
- #define **PIN_STEPPER_ENDSTOP** 3
- #define **PIN_SOLENOID1** 9
- #define **PIN_SOLENOID2** 10
- #define **PIN_TEST220V** A3
- #define **ALARM_MAX_PRESSURE** 38
Máxima presión en cmH2O permitida.
- #define **ALARM_MIN_PRESSURE** 3
- #define **No_Alarm** 0x0000
- #define **Alarm_desconnected_EN** 0x0101
- #define **Alarm_desconnected_DIS** 0xFEFF
- #define **Alarm_Overpressure_EN** 0x0202

- #define `Alarm_Overpressure_DIS` 0xFDFF
- #define `Alarm_breathe_EN` 0x0404
- #define `Alarm_breathe_DIS` 0xFBFF
- #define `Alarm_No_Flux_EN` 0x0808
- #define `Alarm_No_Flux_DIS` 0xF7FF
- #define `Alarm_Libre_1_EN` 0x1010
- #define `Alarm_Libre_1_DIS` 0xEFFF
- #define `Alarm_Libre_2_EN` 0x2020
- #define `Alarm_Libre_2_DIS` 0xDFFF
- #define `Alarm_Libre_3_EN` 0x4040
- #define `Alarm_Libre_3_DIS` 0xBFFF
- #define `Alarm_Libre_4_EN` 0x8080
- #define `Alarm_Libre_4_DIS` 0X7FFF
- #define `PIN_MPX_DATA` A5
Pin de datos del sensor de presión MPX.
- #define `PIN_MPX_FLOW` A9
Pin de datos del sensor de flujo MPX.
- #define `ENABLED_SENSOR_MPX` 1
- #define `DEFAULT_OFFSET_MPX` 185.0F
valor de desviación por defecto. Utilizada para corregir la desviación inicial del sensor.
- #define `DEFAULT_OFFSET_MPX2` 210.0F
- #define `ENABLED_SENSOR_MPX5050` 1

Variables

- ```

struct {
 float a
 float b
 float c
} COEFFS

```

### 4.3.1 Detailed Description

Valores por defecto del sistema.

Este archivo contiene todos los valores por defecto que emplea el sistema

### 4.3.2 Macro Definition Documentation

#### 4.3.2.1 Alarm\_breathe\_DIS

```
#define Alarm_breathe_DIS 0xFBFF
```

Alarma de falta de flujo

#### 4.3.2.2 Alarm\_desconected\_DIS

```
#define Alarm_desconected_DIS 0xFEFF
```

Alarma de sobrepresión

#### 4.3.2.3 Alarm\_No\_Flux\_DIS

```
#define Alarm_No_Flux_DIS 0xF7FF
```

Códigos libres para futuras implementaciones de alarmas

#### 4.3.2.4 Alarm\_No\_Flux\_EN

```
#define Alarm_No_Flux_EN 0x0808
```

#### 4.3.2.5 Alarm\_Overpressure\_DIS

```
#define Alarm_Overpressure_DIS 0xFDFD
```

Alarma de intención de respiración

#### 4.3.2.6 DEFAULT\_BYARRAY\_VOLTILDAL

```
#define DEFAULT_BYARRAY_VOLTILDAL 4
```

índice del arreglo volumen tidal

#### 4.3.2.7 DEFAULT\_PA\_TO\_CM\_H2O

```
#define DEFAULT_PA_TO_CM_H2O 0.0102F
```

Constante de conversión de pascales a cmH2O.



#### 4.3.2.8 DEFAULT\_TINS

```
#define DEFAULT_TINS 200
```

Tiempo de insuflación por defecto.

#### 4.3.2.9 No\_Alarm

```
#define No_Alarm 0x0000
```

Alarma de sensor desconectado

#### 4.3.2.10 PIN\_MPX\_DATA

```
#define PIN_MPX_DATA A5
```

Pin de datos del sensor de presión MPX.

Pinout para sensor MPX 5050/5010

#### 4.3.2.11 PIN\_MPX\_FLOW

```
#define PIN_MPX_FLOW A9
```

Pin de datos del sensor de flujo MPX.

#### 4.3.2.12 SOLENOID\_CLOSED

```
#define SOLENOID_CLOSED 0
```

variables de control de los solenoides

#### 4.3.2.13 STEPPER\_HIGHEST\_POSITION

```
#define STEPPER_HIGHEST_POSITION (STEPPER_DIR * STEPPER_MICROSTEPS * 181)
```

máxima posición en pasos que puede alcanzar el eje motor. Físicamente se traduce en la bolsaambu totalmente presionada.

#### 4.3.2.14 STEPPER\_LOWEST\_POSITION

```
#define STEPPER_LOWEST_POSITION (STEPPER_DIR * 2)
```

mínima posición en pasos que puede alcanzar el eje motor. Físicamente se traduce en la bolsa ambu sin presionar

#### 4.3.2.15 STEPPER\_MICROSTEPS

```
#define STEPPER_MICROSTEPS 4
```

Micropasos del motor paso a paso.

Stepper defines

#### 4.3.2.16 STEPPER\_PEEP\_SOLENOID\_HYSTERESIS

```
#define STEPPER_PEEP_SOLENOID_HYSTERESIS 0.8F
```

Valor de presión espiratoria por defecto en cmH2O para implementar un ciclo de histéresis con los solenoides.

## 4.4 MechVentilation.cpp File Reference

```
#include "MechVentilation.h"
```

### Variables

- int **currentWaitTriggerTime** = 0
- int **currentStopInsufflationTime** = 0
- float **currentFlow** = 0

#### 4.4.1 Detailed Description

Ventilación mecánica

Este archivo contiene las definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica a través de todos sus componentes.

## 4.5 MechVentilation.h File Reference

```
#include "mpx.h"
#include <float.h>
#include <inttypes.h>
#include "defaults.h"
#include "calc.h"
#include "Sensors.h"
#include "src/AutoPID/AutoPID.h"
#include "src/FlexyStepper/FlexyStepper.h"
```

### Classes

- struct [Configuration\\_t](#)  
*Estructura de configuración.*
- class [MechVentilation](#)  
*Clase "mech Ventilation". Contiene las variables y definiciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica.*

### Enumerations

- enum [State](#) {  
    **Init\_Insufflation** = 1, **State\_Insufflation** = 2, **Init\_Exsufflation** = 3, **State\_Exsufflation** = 4,  
    **State\_Hold\_In** = 5, **State\_Error\_Pas** = 6, **State\_StandBy** = 7, **State\_Homing** = 0,  
    **State\_Error** = -1 }  
*Enumneración de los estados de la máquina de estados utilizada para el control de la ventilación mecánica.*

### Variables

- const float [HOLD\\_IN\\_DURATION](#) = 30.0  
*Seteos para la temporización.*
- const float [MIN\\_PEEP\\_PAUSE](#) = 50.0  
*Duración en ms de la pausa luego de la exsuflación. Durante este tiempo se espera por una posible reacción del paciente.*
- const float [MAX\\_EX\\_DURATION](#) = 1000.0  
*duración máxima de exalación en ms*
- const uint8\_t [VoluTidal](#) [20]  
*Arreglo donde se guarda el volumen tidal.*

#### 4.5.1 Detailed Description

Ventilación mecánica

Este archivo contiene las declaraciones de los métodos para controlar la ventilación mecánica a través de todos sus componentes.

#### 4.5.2 Enumeration Type Documentation

#### 4.5.2.1 State

enum `State`

Enumneración de los estados de la máquina de estados utilizada para el control de la ventilación mecánica.

Init\_Insufflation Comienza la insuflación State\_Insufflation Se insufla durante todo el tiempo de inspiración Init\_↔  
 Exsufflation Comienza la exuflación  
 State\_Exsufflation Comienza la exsuflación State\_Hold\_In Tiempo de esperaantes de la exsuflación  
 State\_Error\_Pas Estado de error  
 State\_StandBy Estado de espera. Respirador apagado State\_Homing Estado donde se realiza lacalibración del  
 cero del motor paso a paso State\_Error Estado de error

Seteos para la temporización

Enumerator

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| State_Insufflation | Insufflating (PID control).                                  |
| State_Exsufflation | Return to position 0 and wait for the patient to exsufflate. |

#### 4.5.3 Variable Documentation

##### 4.5.3.1 HOLD\_IN\_DURATION

`HOLD_IN_DURATION = 30.0`

Seteos para la temporización.

Duracionde la pausa en ms luego de la insuflación.

##### 4.5.3.2 VoluTidal

`VoluTidal`

**Initial value:**

```
= {91, 96, 101, 105,
 110, 115, 119, 124,
 129, 133, 138, 143,
 148, 153, 158, 163,
 168, 173, 178, 186}
```

Arreglo donde se guarda el volumen tidal.

## 4.6 mpx.cpp File Reference

```
#include "mpx.h"
#include "calc.h"
```

### 4.6.1 Detailed Description

Este archivo contiene las definiciones de las funciones utilizadas para leer los sensores MPX 50XX así como tambien las funciones necesarias para convertir los valores leídos a las diversas unidades requeridas.

## 4.7 mpx.h File Reference

```
#include "defaults.h"
#include "Arduino.h"
```

### Classes

- class [MPX\\_PRESSURE\\_SENSOR](#)  
*Clase que almacena valores del sensor de presión.*

### 4.7.1 Detailed Description

Este archivo contiene las declaraciones de las funciones utilizadas para leer los sensores MPX 50XX así como tambien las estructuras de datos de dichos sensores.

## 4.8 respi\_Esp\_Mit.ino File Reference

```
#include "defaults.h"
#include "calc.h"
#include "Sensors.h"
#include <EEPROM.h>
#include "MechVentilation.h"
#include "mpx.h"
#include "src/AutoPID/AutoPID.h"
#include "src/FlexyStepper/FlexyStepper.h"
#include "src/TimerOne/TimerOne.h"
#include "src/TimerThree/TimerThree.h"
#include <avr/wdt.h>
```

### Functions

- void [readIncomingMsg](#) (void)  
*Esta función es la encargada de implementar el protocolo de comunicación con la interfaz gráfica.*
- void [setup](#) ()  
*Función de inicio principal del microcontrolador.*
- void [loop](#) ()  
*Función de bucle principal del microcontrolador.*
- void [timer1Isr](#) (void)
- void [timer3Isr](#) (void)

## Variables

- FlexyStepper \* [stepper](#) = new FlexyStepper()  
*Puntero a clase que maneja motor paso a paso.*
- [Sensors](#) \* [sensors](#)  
*Puntero a clase que maneja los sensores de presión, flujo, y otros eventualmente.*
- AutoPID \* [pid](#)
- [MechVentilation](#) \* [ventilation](#)  
*Puntero a clase que maneja la máquina de estado principal del proceso respiratorio y del respirador en sí mismo.*
- [VentilationOptions\\_t](#) [options](#)  
*Clase que configura las opciones por default de microcontrolador.*
- volatile uint16\_t [dirEPROM](#)  
*Dirección EEPROM donde se guarda la dirección de la estructura [CiclosEPROM](#).*
- [CiclosEPROM](#) [st\\_Ciclos](#)  
*Estructura que contiene la cantidad de ciclos y la cantidad de grabaciones en EEPROM.*
- uint8\_t [pim](#)  
*Variable de configuración de Presión inspiratoria máxima.*
- uint8\_t [peep](#)  
*Variable de configuración de Presión positiva al final de la expiración (en desuso).*
- uint8\_t [frecResp](#)  
*Variable de configuración de Frecuencia respiratoria.*
- uint8\_t [ier](#)  
*Variable de configuración de Relación inspiración expiración.*
- uint8\_t [vt](#)  
*Variable de configuración de Volumen Tidal.*
- uint8\_t [thr](#)  
*Variable de configuración de Umbral de detección de inspiración.*
- uint8\_t [pause](#)  
*Variable de configuración de Pausa respiratoria.*
- uint8\_t [encend](#)  
*Variable de configuración de Encendido-Apagado de respirador.*
- uint8\_t [tins](#)  
*Variable de configuración de Tiempo de inspiración.*

### 4.8.1 Detailed Description

#### Author

HOMTEC Team

#### Version

1.0

#### Date

2020-08-26

#### Copyright

GPLv3

## 4.8.2 Function Documentation

### 4.8.2.1 loop()

```
loop ()
```

Función de bucle principal del microcontrolador.

A través de valores temporizado de menor prioridad que los timers, realiza actualización grafica y de valores medidos a la interfaz cada 100ms. Además cada 10 minutos actualiza los ciclos de la maquina.

#### Parameters

|                |  |
|----------------|--|
| <i>ninguno</i> |  |
|----------------|--|

#### Returns

ninguno

### 4.8.2.2 readIncomingMsg()

```
void readIncomingMsg (
 void)
```

Esta función es la encargada de implementar el protocolo de comunicación con la interfaz gráfica.

Permite configurar valores tipicos en los procesos respiratorio y realiza una retransmisión de hacia la interfaz como chequeo de parámetros. Formato: "CONFIG %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d#"

#### Parameters

|                |  |
|----------------|--|
| <i>ninguno</i> |  |
|----------------|--|

#### Returns

ninguno

### 4.8.2.3 setup()

```
setup ()
```

Función de inicio principal del microcontrolador.

Configura: los baudios de los dos puertos series de comunicación, pines digitales de entreda-salida, inicializa sensores, PID (obsoleto), la máquina de estado [MechVentilation](#) y sus opciones. Maneja valores grabados en E↔EPROM y determina el inicio normal con calibración y valores por defectos, o el inicio rápido de emergencia con valores previos seteados. Actualiza valores para la interfaz. Configura temporizadores a 40us y 20ms para el motor paso a paso y para la maquina de estado, respectivamente.

#### Parameters

|                |  |
|----------------|--|
| <i>ninguno</i> |  |
|----------------|--|

#### Returns

ninguno

### 4.8.3 Variable Documentation

#### 4.8.3.1 pim

```
uint8_t pim
```

Variable de configuración de Presión inspiratoria máxima.

Read commands

#### 4.8.3.2 stepper

```
FlexyStepper * stepper = new FlexyStepper()
```

Puntero a clase que maneja motor paso a paso.

Dependencies

## 4.9 Sensors.cpp File Reference

```
#include "Sensors.h"
#include "mpx.h"
```

#### Variables

- [MPX\\_PRESSURE\\_SENSOR](#) \* **mpx** = new [MPX\\_PRESSURE\\_SENSOR](#)(PIN\_MPX\_DATA)
- [MPX\\_PRESSURE\\_SENSOR](#) \* **mpxVol** = new [MPX\\_PRESSURE\\_SENSOR](#)(PIN\_MPX\_FLOW)
- float **pressurecmH2O**
- [SensorLastPressure\\_t](#) **lastPres**



### 4.9.1 Detailed Description

Definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen

Este archivo contiene las definiciones de las funciones declaradas en [Sensors.h](#)

## 4.10 Sensors.h File Reference

```
#include <stdint.h>
#include "defaults.h"
#include "src/SFM3200/sfm3000wedo.h"
#include "src/FlexyStepper/FlexyStepper.h"
```

### Classes

- struct [SensorLastPressure\\_t](#)  
*Estructura que almacena las últimas lecturas del sensor de presión (mínima y máxima)*
- struct [SensorPressureValues\\_t](#)
- struct [SensorVolumeValue\\_t](#)  
*Estructura que contiene información sobre el sensor de volumen.*
- class [Sensors](#)  
*Clase "Sensores". Contiene las variables y definiciones de los métodos para utilizar los sensores de presión y volumen.*

### Macros

- #define **SENSORS\_MAX\_ERRORS** 5
- #define **SENSOR\_VOLUME\_STEPPER\_KVolumen** 1.111F

### Enumerations

- enum [SensorState](#) { **SensorStateOK** = 0, **SensorStateFailed** = 1 }  
*Estructura de los posibles estados de un sensor.*

### 4.10.1 Detailed Description

Estructuras con funciones necesarias para cada sensor

Este archivo contiene las declaraciones de las estructuras con funciones necesarias para cada sensor



# Index

- ~MPX\_PRESSURE\_SENSOR
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, [11](#)
- activateRecruitment
  - MechVentilation, [8](#)
- Alarm\_breathe\_DIS
  - defaults.h, [33](#)
- Alarm\_desconnected\_DIS
  - defaults.h, [33](#)
- Alarm\_No\_Flux\_DIS
  - defaults.h, [34](#)
- Alarm\_No\_Flux\_EN
  - defaults.h, [34](#)
- Alarm\_Overpressure\_DIS
  - defaults.h, [34](#)
- autoajuste
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, [12](#)
- begin
  - Sensors, [18](#)
- calc.cpp, [27](#)
  - estimateTidalVolume, [27](#)
  - QuickSelectMedian, [28](#)
  - refreshWatchDogTimer, [28](#)
- calc.h, [28](#)
  - estimateTidalVolume, [29](#)
  - QuickSelectMedian, [29](#)
  - refreshWatchDogTimer, [30](#)
- CiclosEPROM, [5](#)
- COEFFS, [5](#)
- Configuration\_t, [6](#)
- DEFAULT\_BYARRAY\_VOLTILDAL
  - defaults.h, [34](#)
- DEFAULT\_PA\_TO\_CM\_H2O
  - defaults.h, [34](#)
- DEFAULT\_TINS
  - defaults.h, [34](#)
- defaults.h, [30](#)
  - Alarm\_breathe\_DIS, [33](#)
  - Alarm\_desconnected\_DIS, [33](#)
  - Alarm\_No\_Flux\_DIS, [34](#)
  - Alarm\_No\_Flux\_EN, [34](#)
  - Alarm\_Overpressure\_DIS, [34](#)
  - DEFAULT\_BYARRAY\_VOLTILDAL, [34](#)
  - DEFAULT\_PA\_TO\_CM\_H2O, [34](#)
  - DEFAULT\_TINS, [34](#)
  - No\_Alarm, [35](#)
  - PIN\_MPX\_DATA, [35](#)
  - PIN\_MPX\_FLOW, [35](#)
  - SOLENOID\_CLOSED, [35](#)
  - STEPPER\_HIGHEST\_POSITION, [35](#)
  - STEPPER\_LOWEST\_POSITION, [35](#)
  - STEPPER\_MICROSTEPS, [36](#)
  - STEPPER\_PEEP\_SOLENOID\_HYSTERESIS, [36](#)
- estimateTidalVolume
  - calc.cpp, [27](#)
  - calc.h, [29](#)
- evaluatePressure
  - MechVentilation, [8](#)
- getAbsolutePressureInCmH2O
  - Sensors, [18](#)
- getAbsolutePressureInPascals
  - Sensors, [18](#)
- getAlarms
  - MechVentilation, [8](#)
- getFlow
  - Sensors, [19](#)
- getInsuflationTimeApp
  - MechVentilation, [9](#)
- getLastPressure
  - Sensors, [19](#)
- getOffsetValue
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, [13](#)
- getRelativePressureInCmH2O
  - Sensors, [19](#)
- getVolume
  - Sensors, [21](#)
- getVolumeActual
  - Sensors, [21](#)
- HOLD\_IN\_DURATION
  - MechVentilation.h, [38](#)
- loop
  - respi\_Esp\_Mit.ino, [41](#)
- Mech, [6](#)
- MechVentilation, [7](#)
  - activateRecruitment, [8](#)
  - evaluatePressure, [8](#)
  - getAlarms, [8](#)
  - getInsuflationTimeApp, [9](#)
  - MechVentilation, [8](#)
  - setAlarms, [9](#)
  - setInsuflationTime, [9](#)
  - start, [9](#)
  - stopMech, [10](#)

- update, 10
- MechVentilation.cpp, 36
- MechVentilation.h, 37
  - HOLD\_IN\_DURATION, 38
  - State, 37
  - State\_Exsufflation, 38
  - State\_Insufflation, 38
  - VoluTidal, 38
- mpx.cpp, 38
- mpx.h, 39
- MPX\_CONVERT\_cmH2O
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 13
- MPX\_CONVERT\_PRESSURE
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 13
- MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 10
  - ~MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 11
  - autoajuste, 12
  - getOffsetValue, 13
  - MPX\_CONVERT\_cmH2O, 13
  - MPX\_CONVERT\_PRESSURE, 13
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 11
  - MPX\_READ\_PRESSURE, 14
  - MPX\_SET\_ADC, 14
  - setOffsetValue, 14
- MPX\_READ\_PRESSURE
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 14
- MPX\_SET\_ADC
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 14
- No\_Alarm
  - defaults.h, 35
- pim
  - respi\_Esp\_Mit.ino, 42
- PIN\_MPX\_DATA
  - defaults.h, 35
- PIN\_MPX\_FLOW
  - defaults.h, 35
- QuickSelectMedian
  - calc.cpp, 28
  - calc.h, 29
- readIncomingMsg
  - respi\_Esp\_Mit.ino, 41
- readPressure
  - Sensors, 21
- readVolume
  - Sensors, 22
- rebootVolumeSensor
  - Sensors, 22
- refreshWatchDogTimer
  - calc.cpp, 28
  - calc.h, 30
- resetPressures
  - Sensors, 23
- respi\_Esp\_Mit.ino, 39
  - loop, 41
  - pim, 42
  - readIncomingMsg, 41
  - setup, 41
  - stepper, 42
- rutinaDeAutoajuste
  - Sensors, 23
- saveVolume
  - Sensors, 23
- Sensores, 15
- SensorLastPressure\_t, 15
- SensorPressureValues\_t, 16
- Sensors, 16
  - begin, 18
  - getAbsolutePressureInCmH2O, 18
  - getAbsolutePressureInPascals, 18
  - getFlow, 19
  - getLastPressure, 19
  - getRelativePressureInCmH2O, 19
  - getVolume, 21
  - getVolumeActual, 21
  - readPressure, 21
  - readVolume, 22
  - rebootVolumeSensor, 22
  - resetPressures, 23
  - rutinaDeAutoajuste, 23
  - saveVolume, 23
  - Sensors, 17
  - stalledVolumeSensor, 24
- Sensors.cpp, 42
- Sensors.h, 43
- SensorVolumeValue\_t, 24
- setAlarms
  - MechVentilation, 9
- setInsufflationTime
  - MechVentilation, 9
- setOffsetValue
  - MPX\_PRESSURE\_SENSOR, 14
- setup
  - respi\_Esp\_Mit.ino, 41
- SOLENOID\_CLOSED
  - defaults.h, 35
- stalledVolumeSensor
  - Sensors, 24
- start
  - MechVentilation, 9
- State
  - MechVentilation.h, 37
- State\_Exsufflation
  - MechVentilation.h, 38
- State\_Insufflation
  - MechVentilation.h, 38
- stepper
  - respi\_Esp\_Mit.ino, 42
- STEPPER\_HIGHEST\_POSITION
  - defaults.h, 35
- STEPPER\_LOWEST\_POSITION
  - defaults.h, 35
- STEPPER\_MICROSTEPS
  - defaults.h, 36

STEPPER\_PEEP\_SOLENOID\_HYSTERESIS

defaults.h, [36](#)

stopMech

MechVentilation, [10](#)

update

MechVentilation, [10](#)

VentilationOptions\_t, [25](#)

VoluTidal

MechVentilation.h, [38](#)